



AB Lindec® Конкрит клинер

Арт. №: 1953
Стр. 1 (2)
[стр. 50]

НОВИНКА



Эффективный и биоразлагаемый

Lindec® Конкрит Клинер - эффективное, биоразлагаемое чистящее средство для удаления остатков бетона с оборудования и инструментов.

Также является обезжиривающим средством для загрязненного оборудования и не повреждает алюминиевую, стеклянную, резиновую или лакированную поверхности.



AB Lindec® Конкрет клинер



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Нанесите материал на машину с помощью распылителя или щётки.
2. Подождите 30 минут, что бы материал прореагировал.
3. Обрабатываемая поверхность должна быть постоянно влажной от материала.
4. Вымойте машину с помощью мойки высокого давления.
5. Не допускайте высыхания поверхности до мойки машины.

Минимальная температура при нанесении +5°C.

ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.